


TÜRKÇE



ChairsideCAD

SINGLE-VISIT RESTORATIONS MADE EASY



exocad

ChairsideCAD – Yenilikçi, Sezgisel, Entegre




Uygulamalarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın

ChairsideCAD tek seanslık diş hekimliği ve çok daha fazlasıdır. Yazılımdan tasarım, tercih ettiğiniz laboratuvarla iş birliği, estetik planlama ve hastalarla iletişim için yararlanın. exocad yazılımı, dijital iş akışlarınızın merkezi olarak hizmet eder.

ChairsideCAD, tek seanslık diş hekimliği için ilk eksiksiz açık mimari CAD yazılım platformudur. Hasta başı iş akışı kolaylaştırılmış, öğrenmesi kolay ve tasarım süreci boyunca adım adım rehberliği ile muayenehanede kullanım için optimize edilmiştir. Bu yazılım, exocad'ın güvenilirliği ve sağlam özellikleriyle tanınan "türünün en iyisi" laboratuvar yazılımıyla kendini kanıtlamış aynı teknolojiye dayanmaktadır. Sadece birkaç adımda, exocad'ın ChairsideCAD'i minimum işlem süreci ile son derece estetik tasarımlar oluşturur.

ChairsideCAD ile ağız içi tarayıcınızdan en iyi şekilde yararlanın. Açık platformumuz sayesinde, çok çeşitli tarayıcıları, üretim sistemlerini ve materyalleri destekliyoruz. Muayenehanenizde üretmediğiniz vakalar için, seçtiğiniz laboratuvarla kolayca iş birliği yapmak için entegre iletişim platformu dentalshare'den yararlanabilirsiniz.




Bir bakışta ChairsideCAD avantajları



Uyumlu - çok sayıda ağız içi tarayıcıyı destekler

Hastanızın 3D taramalarını birçok açık ağız içi tarayıcıdan *ChairsideCAD*'e kolayca yükleyin. Standart veri formatları sayesinde, donanımınızı özel ihtiyaçlarınıza göre seçme ve değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.



Çok yönlülük - tek ziyaretlik tedaviler için geniş endikasyon yelpazesi

Kronlar, köprüler, kopingler, kaplamalar, inleyler, onleyler, pontikler, geçiciler ve dental apareyler gibi güzel ve fonksiyonel dental restorasyonlar tasarlar.




Kullanıcı dostu - sihirbaz modunda rehberli iş akışları

ChairsideCAD'in size maksimum kullanım kolaylığı ve tutarlı sonuçlar sunan sezgisel, rehberli yaklaşımından yararlanın. exocad'ın kanıtlanmış sihirbaz tabanlı iş akışı, CAD/CAM sürecinin her adımında size rehberlik eder.

TEK PLATFORM

tüm dijital diş
hekimliği
çözümleri




Geniş kapsamlı - açık üretim
materyalleri kütüphanesi

ChairsideCAD'in 3M, GC, Shofu, Vita ve daha birçok lider üreticinin kapsamlı, açık malzeme kütüphanesine erişerek dental restorasyonlarınızı üretin. Ayrıca, hibrit seramikler, lityum silikatlar, lityum disilikatlar ve cam seramikler için çeşitli jenerik boşluklar mevcuttur



Özgür seçimler - üçüncü taraf
üretim ekipmanlarıyla kusursuz
entegrasyon

ChairsideCAD ile donanım yatırımlarınızın getirisini en üst düzeye çıkarın. Açık yazılım mimarisi ile tüm tasarım verileri STL dosya formatında dışa aktarılır. Böylelikle restoratif tasarımlarınızı neredeyse tüm açık 3D yazıcılarda veya freze makinelerinde üretebilirsiniz.



Artırılabilir - destekleyici özellikler ve
endikasyonlar için eklenti modülleri

Sizin ve hastalarınızın ihtiyaçlarına göre *ChairsideCAD*'i çeşitli eklenti modülleriyle yükselterek hizmet tekliflerinizi genişletin ve işletmenizle daha fazla değer katın.


Ağız içi tarayıcınızdan en iyi şekilde faydalanın.






Kliniğinizi tek seans diş hekimliği ile tanıştırın

exocad ChairsideCAD endikasyonlar ve işlevler



Anatomik kronlar

Minimal çaba ile güzel ve fonksiyonel kronlar tasarlayın. Çeşitli ve yüksek nitelikli kütüphane mevcuttur.



Köprüler

İnley, kantilever ve Maryland köprüleri de dahil olmak üzere tam konturlu köprüler tasarlayın.



Altyapılar

Kendi bünyesinde laboratuvar bulunan muayenahaneler, gelişmiş altyapı tasarımı seçeneklerinden faydalanabilir.

ChairsideCAD önde gelen ağız içi tarayıcı üreticileri ile entegre çalışır:

iTero

DEXIS

MEDIT

SHINING 3D
DENTAL

3DISC

LAUNCA

Runyes®
FOCUS ON DENTAL

FREQTY

ChairsideCAD, hasta hala koltuktayken birçok estetik ve fonksiyonel dental restorasyon ve aparey tasarlamanıza destek olur. Basitleştirilmiş, sezgisel kullanıcı arayüzü ve açık diş ve materyal kütüphaneleri sayesinde yüksek düzeyde otomasyon ve tutarlı sonuçlar sağlanır.



Inley/Onleyler

Mükemmel, doğal görümlü inley ve onley restorasyonlar hızlı ve kolay bir şekilde tasarlanabilir.



Kaplamalar

Sadece birkaç fare tıklamasıyla son derece estetik sonuçlar elde edin. Birçok doğal diş kütüphaneleri içermektedir.



Geniş kapsamlı, çok yönlü, entegre

Çok sayıda eklenti modülü sayesinde gelişmiş seçenek ve hizmetler

exocad'in bir veya birden fazla eklenti modülü aracılığıyla sunduğunuz sağlık hizmetlerini kolayca genişleterek değişen pazar ve hasta taleplerine yanıt verin. Hasta memnuniyetini artırırken tedavi sürelerini ve uygulama sayısını önemli ölçüde azaltın.




İmplant Modülü

Abutmentler ve vidalı tek üye ve parsiyel protezler tasarlayın




Model Creator

Dijital ölçü taramalarından gerçek modeller oluşturun.




Gece Placı Modülü

Gece plakları tasarlayın.




Geçici Modülü

Operasyon öncesi taramalardan kabuk şeklinde geçiciler oluşturun.



Smile Creator


Estetik restorasyonları öngörülebilir şekilde planlayın ve ön izleyin



Auto Articulator Modülü

Doğru dinamik oklüzyon için çene hareketlerini otomatik olarak simüle eder.

Tüm modüller *ChairsideCAD*'e tamamen entegre edilmiştir - size sorunsuz, istikrarlı ve kesintisiz bir iş akışı sağlar. Gereksinimlerinize göre, restoratif tasarımlarınıza artikülasyon veya çene hareketlerini dahil etmenizi sağlayan çeşitli fonksiyonel modüller arasında seçim yapabilirsiniz. Veya tasarım süreciniz sırasında CT-veri görüntüleri, gerçekçi restorasyon renderları veya önizlemeleri gibi gelişmiş görselleştirmelerden yararlanabilirsiniz.



Jaw Motion Import Modülü

Çeşitli cihazlardan çene hareketi ölçümlerini içe aktarın.




DICOM Görüntüleyici

Tasarım süreci sırasında voxel CT verilerini görselleştirin.



TruSmile Modülü

Diş restorasyonlarının gerçekçi bir görselini oluşturun.



In-CAD Nesting Modülü

Restorasyonları kazıyıcı bloklarına yerleştirin.



İmplant Modülü

İmplant-üstü restorasyonlarınızı tasarlayın

ChairsideCAD için İmplant Modülü ile vidalı kronlar ve köprülerin custom abutmentler doğrudan tasarlayabilirsiniz.


Hatta abutment ve üstyapıları tek bir CAD oturumunda tasarlamak bile mümkündür. Açılı vida kanalları da desteklenmektedir. İmplant Modülü ile seçim sizin! İster kendiniz frezeleyin ister dosyalarınızı üretim için dışarı yollayın. Eklenti modülü çok çeşitli kurumsal frezeleme sistemlerini destekler. Ayrıca, önde gelen üretim merkezleri exocad yazılımı tarafından oluşturulan dosyaları kabul edecektir.



Çeşitli implant üstü restorasyonlar için uygun esnek tasarım seçenekleri




Hızlı ve kolay kullanım
Kanıtlanmış exocad sihirbazı, tasarım sürecinin farklı adımlarında size rehberlik eder.



exoplan ile Immediate Yükleme iş akışı ve cerrahi guide*

ChairsideCAD, exoplan guide cerrahi yazılımı ile birlikte kullanıldığında, implant üstü bir restorasyonun cerrahi öncesi tasarlanıp üretilbildiği «Immediate Yükleme» iş akışlarını mümkün kılar.



*exoplan, ChairsideCAD'e dahil olmayan bağımsız bir üründür.

Geniş implant kütüphane yelpazesi

exocad'ın *İmplant Modülü*, geniş bir implant kütüphane yelpazesine sahip ve üst düzey implant üreticilerinden daha küçük markalara kadar geniş bir implant sistemini destekler. Üçüncü taraf üreticilerden seçim yapabileceğiniz daha geniş bir ti-base aralığı bulunmaktadır. Ayrıca, birçok kazıyıcı merkezi, exocad'ın implant Modülü için özel kütüphaneler sağlar.

exocad.com/library-integration



Model Creator Modülü


Dijital ölçü taramalarınızdan modeller tasarlayın

exocad'ın *Model Creator* modülü, intraoral tarama verileri veya ölçü taramaları ile modeller oluşturmanıza yardımcı olur.


Hem sökülebilir segmentlere sahip modellerin tasarımı (önceden üretilmiş tabanlar kullanılarak) hem de monolitik modellerin tasarımı (hazırlanan dişin sökülebilir veya ayrı bir kontrol dişi olup olmamasına bağlı olarak) desteklenir.

İmplant Modülü ile birleştirildiğinde, *Model Creator*, laboratuvar analogları ve sökülebilir diş eti maskeleri içeren modeller oluşturmanıza olanak tanır.


Sadece bir ek modül size birçok olanak sağlıyor




Çıkarılabilir segmentli Model.




Farklı model/kalıp çeşitleri içeri




İmplant analoglar ile modeller oluşturun.



Total, alt ve üst çene modelleri



Modellerinizi isimleştirin.



Hollow modeller, son derece etkin-maliyet baskıya izin verir.




Bite Splint Modülü

Gece plaklarını tasarlayın

exocad'ın *Bite Splint Modülü* ile yüksek kaliteli gece plaklarınızı birkaç adımda hızlı tasarlayabilirsiniz.

Tasarım sürecini sizinle birlikte yönlendiren kullanımı kolay özelleştirilmiş araçları ve sezgisel iş akışı sayesinde, kliniğinizde gece plaklarınız üretmek basit ve karlıdır. Temporomandibular eklem ağrısı için hastalarınıza hızlı rahatlama ve tek seansta çözümleri sunarak kendi ısırma koruyucularınızı oluşturun.

Ek modülün kapsamlı işlevleri, oklüzyonu sanal olarak ayarlamanıza ve istenmeyen müdahaleleri kaldırmanıza olanak tanır. Ayrıca, gece koruyucularının yüzeyini bireysel olarak düzleştirebilir veya posterior oklüzyon yüzeyini otomatik olarak düzleştirme seçeneğini seçebilirsiniz. Hastaların memnuniyetini ve marka tanıma düzeyini artırarak gece plağı tasarımlarınıza marka kimliği kazandırabilirsiniz.



Doğrudan üretin

Hastalarınıza tek seansta diş çözümleri sunun; exocad'ın açık yapısını kullanarak özel tasarlanmış gece plaklarını doğrudan uyumlu herhangi bir açık kazıyıcı makinesinde veya 3D yazıcıda üretin.






Provisional (Geçici) Modülü

Operasyon öncesi taramalarınızdan geçici restorasyonlar tasarlayın

Hastanızın randevusundan geçici kronlar ve köprüler üretin.

exocad'ın *Geçici Modülü*, hastanızın operasyon öncesi anatomisine dayalı geçici restorasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca diş kütüphanesini kullanarak geçici kron veya köprüyü oluşturabilirsiniz. Ardından geniş bir serbest form aracı takımını kullanarak ince ayarlamalar yapın. Yeni diş morfolojileri modül içinde klinik olarak değerlendirilebilir, bu da koltuk süresini azaltmanıza yardımcı olur.





Smile Creator

In-CAD gülüş tasarımı

Smile Creator tasarımlarınıza değer katın - exocad'ın tahmin edilebilir, estetik gülüş tasarımlarınız için geliştirdiği in-CAD gülüş tasarım çözümü. ChairsideCAD platformuna entegre edilen Smile Creator, yenilikçi 2D/3D teknolojimiz sayesinde protetik olarak uygulanabilir estetik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.


Hasta fotoğrafları, konturlar ve 3D durumlarını birleştirerek dişler, gülüş ve yüz arasındaki estetik ilişkiler değerlendirilebilir. Hasta fotoğrafları otomatik olarak 3D nesnelere dönüştürülür, ardından bunlar diş taramalarının 3D görüntülerine eşleştirilir. Bu, diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine restoratif bir tedavi planı için gerçekçi bir perspektif sunar. Sonuç üzerinde daha fazla kontrolün yanı sıra, bu, dental laboratuvarlar, diş hekimleri ve hastalar arasındaki iletişimi artırır.

Yönlendirilen iş akışları ve kapsamlı özellikleri sayesinde Smile Creator, kozmetik diş hekimliği için sezgisel ancak güçlü bir dijital planlama çözümüdür.




Öncesi ve sonrası görselleştirme

Adım-adım kılavuzla iş akışı



3D tarama verilerini 2D yüz görüntüleri ile hizalayın.

Şablonları kullanarak bir gülüş tasarımı oluşturun.



Protez uygulaması için mükemmel temel.

Smile Creator ile gerçek, 3D diş düzenini elde ederek, sonraki protez uygulaması için ChairsideCAD ve implant planlaması için *exoplan* ile mükemmel bir temel oluşturabilirsiniz. Dijital waxup modelleri *exocad*'ın *Model Creator* ile gerçekleştirilebilirsiniz.



Auto Articulator Modülü

Restoratif tasarımlarda artikülasyonu simüle edin.

Auto Articulator Modülü, gerçek bir artikülatörün hareketlerini simüle etmenize ve hastaya özgü oklüzyon elde etmenize olanak tanır.

ChairsideCAD'de artikülatör hareketleri sihirbaz iş akışı sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Yazılımımız, anatomik bulguları kullanarak tarama verilerini konumlandırır ve otomatik olarak çene hareketlerini simüle eder. Sonuçlar, oklüzyonu dijital olarak ayarlamak ve bu şekilde koltuk süresini azaltmak için kullanılır.



Optimize edilmiş iş akışları için geniş işlevsellikler.

Ek *Auto Artikülatör Modülü* ile hastanızın dijital izlenimlerini ve önceden tanımlanmış parametreleri dikkate alarak kolayca düzensiz hareketleri hesaplayabilirsiniz. Basit kullanıcı kontrolleri, hesaplanan hareketleri dört standart yönde görselleştirmenize yardımcı olur: mandibular çıkıntı, retrüzyon, sol laterotrüzyon ve sağ laterotrüzyon. Restorasyon tasarımınızın karşı diş ile temas kuvvetini belirleyin.





Jaw Motion Import Modülü

Cihazlardan çene ölçümlerini aktarın.

Çene Hareketi İçe Aktarma modülü, Zebris'in JMA sistemi gibi harici cihazlardan çene hareketi kayıt verilerini içe aktarmanıza olanak tanır.

Ek modül, *Auto Artikülator Modülü* ile birlikte çalışır.

Uzmanlar için: *Model Creator* ile birleştirerek yenilikçi, yarı-dinamik modeller oluşturun.



Gerçekçi tasarım

Hastanızın gerçek, dinamik çene hareketlerini yazılıma aktarın. Tasarım sürecinde bunları simüle edin ve özel uyumlu restorasyonlar oluşturun.



DICOM Görüntüleyici

Tasarım sürecinde CBCT verileri görselleştirin

exocad'ın *ChairsideCAD* platformu, diş restorasyonlarını tasarlarken CT'den gelen voxel verilerini görselleştirmenizi sağlayan isteğe bağlı bir DICOM Görüntüleyici* içerir.

Büyük CBCT dosyalarının yüksek hızlı işlenir. Optimize edilmiş veri işleme algoritmaları ve hızlı grafik işleme tarafından desteklenen exocad'ın DICOM Görüntüleyici Modülü.



*Not: DICOM Viewer, tanısal/tıbbi amaçlar için değildir.






TruSmile Modülü

Diş restorasyonlarının gerçekçi renderlaması.

exocad'ın *TruSmile Modülü*, diş restorasyonlarının tasarım sürecinde gerçek zamanlı olarak neredeyse foto-gerçekçi renderlamalar sağlar.

'Gördüğünüz şeyi elde edersiniz' kullanıcı deneyimi sunmanın yanı sıra, *TruSmile Modülü*, örneğin bir hastayı metal bir kron yerine seramik bir restorasyonu tercih etmeye ikna etmeye yardımcı olmak için kullanılan *chairside CAD/CAM* sistemlerindeki diş hekimleri için güçlü bir pazarlama aracıdır.



A1	A2	A3	A35	A4	B1	B2	B3
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Gold	NP	OM1	OM2	OM3			

Doğal Renklendirme

Tek diş standart renk ön ayarları arasından seçim yapın ve gerçekçi bir sonuç ön izlemesi için ayarlayın..



Kazıyıcı Yönetim Araçları

exocad'ın ChairsideCAD'i, önde gelen makine üreticileri ile yakın işbirliği sayesinde tek seansta diş hekimliği için çeşitli kazıyıcı ile sorunsuz etkileşimde bulunur. In-CAD Nesting Modülü'nü Kazıyıcı Yönetimi ile birleştirmek sorunsuz entegrasyonun anahtarıdır. Kazıyıcı Yönetimi ile makine kontrollerinize kolayca erişebilir ve üretim sıralarınızı yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [exocad.com/integration/chairside](https://www.exocad.com/integration/chairside) sayfasını ziyaret edin.



In-CAD Nesting Modülü

CAD içinden doğrudan kazıma işlemine başlayın.

Bu modül, hem kazıyıcınız ile hem de tercih ettiğiniz malzemelerle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Tek veya çok üniteli restorasyonları tercih ettiğiniz malzeme bloğuna etkileşimli bir şekilde yerleştirin. Ek *TruSmile Modülü* ile birleştirildiğinde, tasarımınızın pozisyonunu ve tonunu çok katmanlı bir blok içinde kolayca ayarlayabilirsiniz. Restorasyonun gerçekçi renderlaması, yanındaki dişlerin renkli görselleştirmesi bağlamında daha öngörülebilir sonuçlara yol açar. Kazıma veya taşıma işlemi, bir dizi önde gelen üreticiden popüler kazıyıcı makineleri ile doğrudan CAD içinden başlatılabilir.



Entegre kazıyıcı sistemleri*

Aidite®



DGSHAPE
A Roland Company


imes-icore
Competence in CNC & DENTAL-Solutions

vhf
CREATING PERFECTION

*ChairsideCAD, tüm ağır kazıyıcılar ile restorasyonlara olanak tanır.



exocad.com/integration/material-integration



Kliniđinize 3D yazıcı ekleyin



Modeller, mock-uplar, geçici restorasyonlar, gece plakları hatta nihai restorasyonlar tasarlayın.

exocad, dental uygulamalar için 3D yazıcıların önde gelen üreticileri ile işbirliği yapmaktadır. Yazıcı yazılımları, *ChairsideCAD* ile sorunsuz entegre olur ve tercih ettiğiniz yazıcı ile kesintisiz bir iş akışını mümkün kılar.


Geniş bir 3D yazıcı yelpazesi ile kolay entegrasyon.*



*Tüm açık STL 3D yazıcıları desteklenir.


exocad.com/integration/3d-printer-integration

Exoprint, baskı için tasarım dosyalarını manuel olarak içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun yerine yazılımımızdaki yazıcı düğmesine tıklayarak vakayı yazdırabilirsiniz.



İş akışı seçimi sizin.

Gülüşleri ve tam restorasyonları kendi içerisinde tasarlayın veya taramaları tercih ettiğiniz laboratuvara gönderin. Hem sizin hem de laboratuvarınızın kapasitesini artırın ve üretkenliği artırın. İş akışı boyunca herhangi bir yerde işbirliği mümkündür, tek seansta iş akışınız için çoklu seçenekler sunarak.



Dr. Batyr Kuliev, Almanya

Tedavilere hasta hevesini artırmak için sonuçları görselleştirin. Tasarım tekliflerini hastalarla paylaşın veya mobil cihazınızda göz atın.ice.

Diş hekimliği uzmanlarının yazılım çözümlerimize güvenmesinin nedenleri

1

Daha hızlı ve daha verimli

Kullanıcılarımız, büyük ve karmaşık vakaları işlerken bile hızlı çalışan sağlam ve yüksek performanslı yazılımımızla zaman kazanır.

2

Karmaşık vakaları basitleştirir
Vakalar karmaşık olabilir, ancak yazılımımızı kullanmak kolaydır.

3

Esnek yazılım, esnek iş modeli

Modüler ve açık yaklaşımımız aracılığıyla en yüksek esnekliği ve özgürlüğü sunuyoruz. Müşteriler, modülleri karıştırabilir ve eşleştirebilir, kalıcı CAD yazılım lisansları satın alabilir veya yazılımı cazip oranlarda kiralayabilir.

4

Güvenilir

Yazılımımızı geliştirirken detaylara odaklanıyoruz. Exocad ürünlerinin güvenilirlikleriyle bilinme sebebi budur.

5

Bağımsız ve yenilikçi

Açık platform yazılımımız müşterilerimizi ön plana çıkarıyor. Mühendislerimiz ve araştırmacılarımız sayesinde diş hekimliğinin sınırlarını sürekli olarak zorlayarak sektörde çığır açıyoruz.

6

Geleceğe Dönük

Biz, üçüncü parti tarayıcılar, kazıyıcılar, yazıcılar ve malzemeler kullanarak entegre çözümler sunan diş CAD/CAM yazılım sağlayıcısıyız. Her zaman yeni fikirlere açgöz ve bugünün ve yarının en iyi yeniliklerini desteklemeye hazırız.

Exocad'den dental CAD yazılımımız - sağlam temelimiz

exocad, gerçekten açık ve bağlantılı olma prensibi ile kurulmuştur. Dental CAD yazılımı için dünya çapında önde gelen OEM üretici olarak temel uzmanlığımız, etkileşim standartları oluşturmaktır.

Üreticiler, veri tabanlarını, ürünlerini, kütüphanelerini ve hizmetlerini kolayca entegre edebilirler. Bu entegrasyonlar, şirketlerin ana işlerine odaklanmalarına izin verirken, desteklenen endikasyonların genişletmeye devam ediyoruz.

exocad ve ChairsideCAD

Bir bakışta avantajlar

Kullanım kolaylığının tadını çıkarın
ChairsideCAD hızlı ve kullanımı kolaydır, kapsamlı bir eğitim gerekmez.

Hasta memnuniyetini ve verimliliği artırın
ChairsideCAD hastaların tek seansta diş restorasyonlarını başarıyla tamamlamanıza yardımcı olur.

Estetik ve fonksiyonel restorasyonlar oluşturun
ChairsideCAD öğrenmesi kolaydır ve sizi adım adım süreç boyunca yönlendirir.

İçeride veya dışarıda üretimi tercih edin
ChairsideCAD esnek iş akışları sunar.

Esnekliğinizi koruyun
ChairsideCAD pratiğinizde iş akışı, ekipman veya hizmetlere yaptığınız çoğu değişikliği destekler.

Yatırım getirinizi maksimize edin.
ChairsideCAD tercih ettiğiniz açık donanım ve malzemeleri entegre etmenize olanak tanır.

İş ortaklarıyla sorunsuz bir işbirliği yapın.
ChairsideCAD dental laboratuvarlar ve üretim merkezleri ile iletişiminizi kolaylaştırarak daha iyi ve öngörülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Mevcut ekipmanınızla çalışın
ChairsideCAD açık tarayıcılar, CT makineleri, 3D yazıcılar ve kazıyıcılar için dosya formatlarını destekler.

Hizmet tekliflerinizi genişletin.
ChairsideCAD ihtiyaçlarınıza göre çeşitli ek modüllerle güncellenebilir.

Sınırsız sayıda vaka üzerinden kar edin.
ChairsideCAD 'in ek maliyetleri veya tıklama ücretleri yoktur.

Kanıtlanmış yazılım platformumuzdan faydalanın.
Diş profesyonelleri, exocad yazılımına 13 yıldan fazla süredir güvenmektedir.

BAŞARI

13

YIL

DÜNYA'NIN

150

ÜLKEKEDE

SATILAN

50,000

ÜZERİ LİSANS

Imagine the CADabilities

Restorasyonları tek seans ile basitleştirin



Dr. Elaine Halley, Diş Hekimi



Find your reseller, today:
exocad.com/reseller

exocad.com

Exocad Bayiniz

MODE
IMPLANT

Abdi İpekci Cad. No:58 Bayrampasa 34030 İSTANBUL / TURKEY

+90 (212) 612 64 09

info@modeimplant.com

modeimplant.com

Bazı ürünler, tüm pazarlarda düzenleyici onay almayabilir veya satışa sunulmayabilir.
Lütfen güncel ürün yelpazesi ve bulunabilirlik için yerel exocad bayinize başvurun.